

Table de préconisation des tubes pour les prélèvements sanguins courants

**Tube ROUGE ou JAUNE
(sec)**

- **Marqueurs tumoraux** : ACE, AFP, CA 125, CA 15.3, CA19.9, HCG, sous-unité bêta libre, Cyfra21, NSE, PSA, SCC, Thyroglobuline
- **Hormones** : FSH, LH, HCG, T3, T4, TSH, DHEA, Prolactine, Progestérone, Oestradiol, Testostérone, PTH, Ostéocalcine, Calcitonine, Vitamine B12, Folates, EPO, Vitamine D
- **Auto-immunité** : ANCA, AAN, anti-ENA, anti ADN natif, Facteur Rhumatoïde
- **Allergologie** : IgE, RAST (IgE spécifiques), Pneumallergènes
- **Protéines** : CRP, PCT, Préalbumine, Orosomucoïde, Ferritine, Transferrine
- **Médicaments** : Amikacine, Gentamicine, Digoxine,
- **Antigénémie aspergillaire**
- **NT-proBNP**
- **TIH** (Ac anti-F4P, test rapide)
- **Coombs indirect (RAI)** (2 tubes)
- **Anticorps anti-plaquettes** (2 tubes)

Tube JAUNE (de préférence)

- **Protéines** : Electrophorèse, IFX (2 tubes), DFIG, CLL, bêta2microglobuline
- **Sérologies** : Hépatites, HIV, HTLV, CMV, EBV, MNI, Parvovirus, Rubéole, Varicelle, Toxo, Salmonellose (Widal et Felix), Brucellose, Chlamydiae

**Tube VERT
(hépariné)**

- **Ionogramme** (Na, K, Cl)
- **Chimie** : Urée, Glucose, Créatinine, Protides, Bilirubine, Ac Urique, Calcium, Phosphore, Mg
- **Fer** (sidéremie), Transferrine, Coeff saturation
- **Lipides** : Cholestérol (total, HDL, LDL), Trigly
- **Enzymes** : Transa, LDH, CPK, Gamma GT, PAL, Amylase, Lipase
- Alcoolémie
- Ammoniémie (dans la glace)
- Haptoglobine
- **Troponine, Myoglobuline**
- **Médicaments** : Methotrexate, Vancomycine, Acide Valproïque (Dépakine*)

**Tube BLEU
(citraté)**

- TP, TCA, TCK
- Cofacteurs (II, V, VII)
- Fibrinogène
- Antithrombine
- Monomères de fibrine (FM)
- D Dimères
- Facteurs VIII, IX, XI, XII
- **Héparines** : HNF, HBPM (activité anti-Xa)
- INR (AVK)
- **Recherche ACC** (2 tubes)
- **Bilan de Thrombose** : PC, PS (2 tubes)
Facteurs Leiden (V et II) :
+2 Tubes EDTA
- PFA (remplace le TS)
- Willebrand
- PAI-1, t-PA

**Toujours bien
remplir ce tube****Tube VIOLET
(EDTA)**

- NF Plaquettes
- Réticulocytes
- VS
- **BNP**
- Cortisol
- **Cyclosporine**
- Folates érythrocytaires
- Hémoglobine glyquée
- Typage lymphocytaire T3, T4, T8
- **Groupe sanguin, Rhésus,**
- **Coombs direct** (2 tubes)
- **Coombs plaquettaire direct** (2 tubes)
- **Typage HLA** (2 tubes)
- **Charge virale (PCR)** : HIV, VHB, VHC, CMV, EBV, HSV

TRANSMETTRE
RAPIDEMENT**Prélèvements spéciaux**

- ◆ Bilan pré-greffe : 4 tubes **Jaune** (auto), 6 tubes **Jaune** (allo)
- ◆ Si glycémie demandée seule ou transport > 2h : 1 tube **Gris** (fluorure)
- ◆ Cryoglobulines : 2 tubes **Rouges** placés préalablement à 37°C

**Pour des analyses ne figurant pas sur cette liste,
regarder dans le répertoire PC BIO**